

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 90396 : 90396
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

17.07.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 21.07.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.665C7	TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, ÇİFTLİ, NO:5 (270007926)		100,00	ADET		
2	37.665A	TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, ÇİFTLİ, NO:8 (270007929)		2.000,00	ADET		
3	37.665D	TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, TEKLİ, NO:1 (270007930)		50,00	ADET		
4	37.665F1	OBEZİTE TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, TEKLİ, NO:10 (270007941)		50,00	ADET		
5	37.665C6	TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, TEKLİ, NO:3 (270007932)		200,00	ADET		
6	37.665B	TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, TEKLİ, NO:4 (270007933)		150,00	ADET		
7	37.665B1	TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, TEKLİ, NO:5 (270007934)		100,00	ADET		
8	37.665	TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, TEKLİ, NO:8 (270007937)		4.000,00	ADET		

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERIŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AIT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECİKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AIT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÖM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46906

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 08.06.2021

Basım Tarihi : 10.07.2026

KOD : 37.665C7

MALZEME ADI : TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, ÇİFTLİ, NO:5 (270007926)

1. Çift çıkışlı Tansiyon Aleti ara kablosu olan monitöre uygun olmalıdır.
2. Manşon tek kullanımlık ve çift çıkışlı ve yenidoğana uygun olmalıdır.
3. Monitör üzerinde mevcut olan hortuma takılabilmeli ve uygun konnektör yanında teslim edilmelidir.
4. Manşonlar en 7 cm x boy 23,5 cm olmalıdır. Giriş soketleri tansiyon manşonlarında mutlaka olmalıdır.
5. Manşonun malzemesi çocuğun cildinde reaksiyon oluşturmayacak, zedelemeyecek, terletmeyecek ve boya bırakmayacak yapıda olmalıdır.
6. Teklif veren firma güvenilir bir belge ile manşonun hastanemizde kullanılan monitörlere Artema, Datex Shöller, Siemens Schölar, Nihon Kohden, Mindray, Vitapia 7000 marka Diascope NT model vb. monitörlere uyumlu olduğunu göstermelidir.
7. Bebek cildini saran kısmı plastik olmamalıdır.
8. Manşonun çıkış hortumları manşonun üzerinden ve çıkabilecek şekilde olmamalı, hortumlar manşonun alt kenarından çıkmalı, bütün olmalı, parçalı olmamalıdır.
9. Kendinden yapışabilen cilt bantlar dikilmiş olmalı ve manşonun uç kısmını da kaplamalıdır.
10. Latex içermemelidir. Ambalaj üzerinde bu ibare olmalıdır.
11. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
12. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
13. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44130

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 24.05.2018

Basım Tarihi : 10.07.2026

KOD : 37.665A

MALZEME ADI : TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, ÇİFTLİ, NO:8 (270007929)

- 1-Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
- 2-Ürün, erişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 3-Ürünün manşonu çift çıkışlı olmalıdır.
- 4-Manşon polyester kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- 5-Manşon kan veya betadin gibi bir solüsyonla kirlendiğinde kolay silinebilir, leke tutmaz özellikte olmalıdır.
- 6-Manşon çamaşır suyu-alkol gibi solüsyonlarla silindiğinde solmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.
- 7-Manşon kullanımı süresince terleme ve yara yapmamalı, rengi solmamalıdır. (Hasta terlemesi ile manşon rengi hasta cildine çıkmamalıdır.)
- 8-Manşon sıkı ve mükemmel uyum sağlamalı, cırt cırtlı kısmı uzun süre özelliğini korumalıdır.
- 9-Manşonun cırt cırtlı kısmı manşona dikili olmalıdır.
- 10-Manşon hortumu iç katı ile bir bütün olmalı, yapıştırmalı yada eklemeli olmamalıdır.
- 11-Manşonun boyu 46 cm (+/-) 3 cm, eni 14 cm (+/-) 3 cm olmalıdır.
- 12-Manşonun şişen kısım içten içe; boyu 24 cm (+/-) 1 cm, eni 12 cm (+/-) 1 cm olmalıdır.
- 13-Ölçüler (range) 25-35 cm olmalıdır.
- 14-Manşon üzerinde ölçü, model, tür yazılı olmalıdır. Yazı ve şekiller kullanım süresince çıkmamalıdır.
- 15-Manşon hortum uzunluğu 26 cm (+/-) 3 cm olmalıdır.
- 16-Hastanemizde mevcut olan scholar. philips, nihon kohden, GE, okuman, petaş, S&W, artema, datex, enmove, mediana, mindray, goldway, patient, CMS, X-care, draeger, invivo, simens vb. monitörlere uyumlu olmalıdır.
- 17-Monitörlerin invaziv olmayan tansiyon ölçüm cihazlarına kolay monte edilebilir ve bu cihazlara uyumlu çalışır özellikte olmalıdır.
- 18-Her manşon üzerinde hastane monitörlerine uyumlu konnektör olmalıdır.
- 19-Giriş soketleri tansiyon manşonlarında mutlaka olmalıdır.
- 20- Latex içermemelidir. Ambalajın üzerinde bu ibare olmalıdır.
- 21-Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
- 22- Teslim edilecek ürün orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
- 23- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 43707

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 09.07.2024

Basım Tarihi : 10.07.2026


KOD : 37.665D

MALZEME ADI : TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, TEKLI, NO:1 (270007930)

1. Tek çıkışlı tansiyon ara kablosu olan monitöre uygun olmalıdır.
2. Manşon tek kullanımlık, tek çıkışlı, pediatrik ve çocuklara uygun olmalıdır.
3. Monitör üzerinde mevcut olan hortuma takılabilmelidir ve uygun konnektör yanında teslim edilmelidir.
4. Manşon en 3 - boy 6 cm olmalıdır. Kolu tamamen sarmalıdır.
5. Manşonun malzemesi bebeğin cildinde reaksiyon oluşturmayacak, zedelemeyecek, terletmeyecek ve boya bırakmayacak yapıda olmalıdır.
6. Bebek cildini saran kısmı plastik olmamalıdır.
7. Manşonun çıkış hortumları, manşonun üzerinden ve çıkabilecek şekilde olmamalı, hortumlar manşonun alt kenarından çıkmalı, bütün olmalı, parçalı olmamalıdır.
8. Teklif veren firma güvenilir bir belge ile manşonun hastanemizde kullanılan scholar, philips, nihon kohden, GE, okuman, petaş, S&W, artema, datex, enmove, mediana, mindray, goldway, patient, CMS, X-care, draeger, invivo, simens vb. monitörlere uyumlu olmalıdır.
9. Giriş soketleri tansiyon manşonlarında mutlaka olmalıdır.
10. Bebek cildini saran kısmı plastik olmamalıdır.
11. Manşonun çıkış hortumları manşonun üzerinden ve çıkabilecek şekilde olmamalı, hortumlar manşonun alt kenarından çıkmalı, bütün olmalı, parçalı olmamalıdır.
12. Kendinden yapışabilen cilt bantlar dikilmiş olmalı ve manşonun uç kısmını da kaplamalıdır.
13. Latex içermemelidir. Ambalaj üzerinde bu ibare olmalıdır.
14. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
15. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
16. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 41923

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 20.07.2023

Basım Tarihi : 10.07.2026

KOD : 37.665F1

MALZEME ADI : OBEZİTE TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, TEKLI, NO:10 (270007941)

- 1- Ürün tek kullanımlık tek çıkışlı olmalıdır.
- 2- Ürün,erişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Ürünün manşonu tek çıkışlı olmalıdır.
- 4- Manşon polyester kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Manşon kan veya betadin gibi bir solüsyonla kirlendiğinde kolay silinebilir,leke tutmaz özellikte olmalıdır.
- 6- Manşon çamaşır suyu-alkol gibi solüsyonlarla silindiğinde solmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.
- 7- Manşon kullanımı sürece terleme ve yara yapmamalı,rengi solmamalıdır. Hasta terlemesi ile manşon rengi cilde geçmemelidir.
- 8- Manşon sıkı ve mükemmel uyum sağlamalı,cırt cırtlı kısmı uzun süre özelliğini korumalıdır.
- 9- Manşonun cırt cırtlı kısmı manşona dikili olmalıdır.
- 10- Manşon hortumu iç katı ile bir bütün olmalı, yapıştırmalı yada eklemeli olmamalıdır.
- 11- Manşonun boyu 62 cm (+/-) 3 cm, eni 17 cm (+/-) 3 cm olmalıdır.
- 12- Manşonun şişen kısım içten içe; boyu 30 cm (+/-) 2 cm, eni 16 cm (+/-) 1 cm olmalıdır.
- 13- Ölçüler (range) 35-45 cm olmalıdır.
- 14- Manşon üzerinde ölçü,model,tür yazılı olmalıdır. Yazı ve şekiller kullanım süresince çıkmamalıdır.
- 15- Manşon hortum uzunluğu 25 cm (+/-) 3 cm olmalıdır.
- 16- Hastanemizde kullanılan scholar. philips, nihon kohden, GE, okuman, petas, S&W, artema, datex, enmove, mediana, mindray, goldway, patient, CMS, X-care, draeger, invivo, simens vb. monitörlere uyumlu olmalıdır.
- 17- Monitörlerin invaziv olmayan tansiyon ölçüm cihazlarına kolay monte edilebilir ve bu cihazlara uyumlu çalışır özellikte olmalıdır.
- 18- Her manşon üzerinde hastane monitörlerine uyumlu konnektör olmalıdır.
- 19- Giriş soketleri tansiyon manşonlarında mutlaka olmalıdır.
- 20- Latex içermemelidir. Ambalaj üzerinde bu ibare olmalıdır.
- 21- Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
- 22- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir..
- 23- Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 43709

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 09.07.2024

Basım Tarihi : 10.07.2026

KOD : 37.665C6

MALZEME ADI : TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, TEKLI, NO:3 (270007932)

1. Tek çıkışlı tansiyon ara kablosu olan monitöre uygun olmalıdır.
2. Manşon tek kullanımlık, tek çıkışlı, pediatrik ve çocuklara uygun olmalıdır.
3. Monitör üzerinde mevcut olan hortuma takılabilmelidir ve uygun konnektör yanında teslim edilmelidir.
4. Manşon en 6 - boy 11 cm olmalıdır. Kolu tamamen sarmalıdır.
5. Manşonun malzemesi bebeğin cildinde reaksiyon oluşturmayacak, zedelemeyecek, terletmeyecek ve boya bırakmayacak yapıda olmalıdır.
6. Bebek cildini saran kısmı plastik olmamalıdır.
7. Manşonun çıkış hortumları, manşonun üzerinden ve çıkabilecek şekilde olmamalı, hortumlar manşonun alt kenarından çıkmalı, bütün olmalı, parçalı olmamalıdır.
8. Teklif veren firma güvenilir bir belge ile manşonun hastanemizde kullanılan scholar, philips, nihon kohden, GE, okuman, petaş, S&W, artema, datex, enmove, mediana, mindray, goldway, patient, CMS, X-care, draeger, invivo, simens vb. monitörlere uyumlu olmalıdır.
9. Giriş soketleri tansiyon manşonlarında mutlaka olmalıdır.
10. Bebek cildini saran kısmı plastik olmamalıdır.
11. Manşonun çıkış hortumları manşonun üzerinden ve çıkabilecek şekilde olmamalı, hortumlar manşonun alt kenarından çıkmalı, bütün olmalı, parçalı olmamalıdır.
12. Kendinden yapışabilen cilt bantlar dikilmiş olmalı ve manşonun uç kısmını da kaplamalıdır.
13. Latex içermemelidir. Ambalaj üzerinde bu ibare olmalıdır.
14. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
15. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
16. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 36237

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 25.05.2018

Basım Tarihi : 10.07.2026

KOD : 37.665B

MALZEME ADI : TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, TEKLI, NO:4 (270007933)

1. Tek çıkışlı tansiyon ara kablosu olan monitöre uygun olmalıdır.
2. Manşon tek kullanımlık, tek çıkışlı ve yenidoğana uygun olmalıdır.
3. Monitör üzerinde mevcut olan hortuma takılabilmeli ve uygun konektör yanında teslim edilmelidir.
4. Manşon en 9 - boy 14 cm olmalıdır. Kolu tamamen sarmalıdır.
5. Manşonun malzemesi bebeğin cildinde reaksiyon oluşturmayacak, zedelemeyecek, terletmeyecek ve boya bırakmayacak yapıda olmalıdır.
6. Teklif veren firma güvenilir bir belge ile manşonun hastanemizde kullanılan scholar, philips, nihon kohden, GE, okuman, petaş, S&W, artema, datex, enmove, mediana, mindray, goldway, patient, CMS, X-care, draeger, invivo, simens vb. monitörlere uyumlu olmalıdır.
7. Giriş soketleri tansiyon manşonlarında mutlaka olmalıdır.
8. Bebek cildini saran kısmı plastik olmamalıdır.
9. Manşonun çıkış hortumları manşonun üzerinden ve çıkabilecek şekilde olmamalı, hortumlar manşonun alt kenarından çıkmalı, bütün olmalı, parçalı olmamalıdır.
10. Kendinden yapışabilen cilt bantlar dikilmiş olmalı ve manşonun uç kısmını da kaplamalıdır.
11. Latex içermemelidir. Ambalaj üzerinde bu ibare olmalıdır.
12. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
13. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
14. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44734

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 12.03.2018

Basım Tarihi : 10.07.2026

KOD : 37.665B1

MALZEME ADI : TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, TEKİLİ, NO:5 (270007934)

1. Tek çıkışlı tansiyon ara kablosu olan monitöre uygun olmalıdır.
2. Manşon tek kullanımlık, tek çıkışlı, pediatrik ve çocuklara uygun olmalıdır.
3. Monitör üzerinde mevcut olan hortuma takılabilmelidir ve uygun konnektör yanında teslim edilmelidir.
4. Manşon en 12 - boy 18 cm olmalıdır. Kolu tamamen sarmalıdır.
5. Manşonun malzemesi bebeğin cildinde reaksiyon oluşturmayacak, zedelemeyecek, terletmeyecek ve boya bırakmayacak yapıda olmalıdır.
6. Bebek cildini saran kısmı plastik olmamalıdır.
7. Manşonun çıkış hortumları, manşonun üzerinden ve çıkabilecek şekilde olmamalı, hortumlar manşonun alt kenarından çıkmalı, bütün olmalı, parçalı olmamalıdır.
8. Teklif veren firma güvenilir bir belge ile manşonun hastanemizde kullanılan scholar. philips, nihon kohden, GE, okuman, petaş, S&W, artema, datex, enmove, mediana, mindray, goldway, patient, CMS, X-care, draeger, invivo, simens vb. monitörlere uyumlu olmalıdır.
9. Giriş soketleri tansiyon manşonlarında mutlaka olmalıdır.
10. Bebek cildini saran kısmı plastik olmamalıdır.
11. Manşonun çıkış hortumları manşonun üzerinden ve çıkabilecek şekilde olmamalı, hortumlar manşonun alt kenarından çıkmalı, bütün olmalı, parçalı olmamalıdır.
12. Kendinden yapışabilen cilt bantlar dikilmiş olmalı ve manşonun uç kısmını da kaplamalıdır.
13. Latex içermemelidir. Ambalaj üzerinde bu ibare olmalıdır.
14. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
15. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
16. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45634

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 20.07.2023

Basım Tarihi : 10.07.2026

KOD : 37.665

MALZEME ADI : TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, TEKLI, NO:8 (270007937)

- 1- Ürün tek kullanımlık tek çıkışlı olmalıdır.
- 2- Ürün,erişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Ürünün manşonu tek çıkışlı olmalıdır.
- 4- Manşon polyester kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Manşon kan veya betadin gibi bir solüsyonla kirlendiğinde kolay silinebilir,leke tutmaz özellikte olmalıdır.
- 6- Manşon çamaşır suyu-alkol gibi solüsyonlarla silindiğinde solmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.
- 7- Manşon kullanımı sürece terleme ve yara yapmamalı,rengi solmamalıdır. Hasta terlemesi ile manşon rengi cilde geçmemelidir.
- 8- Manşon sıkı ve mükemmel uyum sağlamalı,cırt cırtlı kısmı uzun süre özelliğini korumalıdır.
- 9- Manşonun cırt cırtlı kısmı manşona dikili olmalıdır.
- 10- Manşon hortumu iç katı ile bir bütün olmalı, yapıştırmalı yada eklemeli olmamalıdır.
- 11- Manşonun boyu 46 cm (+/-) 3 cm, eni 13 cm (+/-) 3 cm olmalıdır.
- 12- Manşonun şişen kısım içten içe; boyu 24 cm (+/-) 1 cm, eni 12 cm (+/-) 1 cm olmalıdır.
- 13- Ölçüler (range) 25-35 cm olmalıdır.
- 14- Manşon üzerinde ölçü,model,tür yazılı olmalıdır. Yazı ve şekiller kullanım süresince çıkmamalıdır.
- 15- Manşon hortum uzunluğu 50 cm (+/-) 3 cm olmalıdır.
- 16- Hastanemizde kullanılan scholar. philips, nihon kohden, GE, okuman, petaş, S&W, artema, datex, enmove, mediana, mindray, goldway, patient, CMS, X-care, draeger, invivo, simens vb. monitörlere uyumlu olmalıdır.
- 17- Monitörlerin invaziv olmayan tansiyon ölçüm cihazlarına kolay monte edilebilir ve bu cihazlara uyumlu çalışır özellikte olmalıdır.
- 18- Her manşon üzerinde hastane monitörlerine uyumlu konnektör olmalıdır.
- 19- Giriş soketleri tansiyon manşonlarında mutlaka olmalıdır.
- 20- Latex içermemelidir. Ambalaj üzerinde bu ibare olmalıdır.
- 21- Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
- 22- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir..
- 23- Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası